

## Stół chłodniczy S4-150



### Opis

### Cechy

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Ilość szuflad:                    | 4                       |
| • Szuflady chłodzone:               | Tak                     |
| • Szuflady w standardowym formacie: | 1/1 GN                  |
| • Moc przyłączeniowa:               | 0,35 kW   230 V   50 Hz |
| • Regulowana wysokość nóżek:        | Tak                     |
| • Zakres temperatury:               | 0 °C do 10 °C           |
| • Regulacja wysokości:              | 850 mm do 900 mm        |
| • Rant:                             | -                       |
| • Chłodzenie:                       | Powietrze obiegowe      |
| • Środek chłodniczy:                | R134a                   |
| • Wyświetlacz cyfrowy:              | Tak                     |
| • Głębokość pojemnika GN maks.:     | 3 x 150 mm, 1 x 100 mm  |
| • Włącznik/wyłącznik:               | Tak                     |
| • Ważna wskazówka:                  | -                       |
| • Klasa klimatyczna:                | 4                       |
| • Materiał:                         | Stal niklowo-chromowa   |
| • Materiał powierzchni roboczej:    | Stal niklowo-chromowa   |

► Dalej na następnej stronie

## Stół chłodniczy S4-150

- Dostępność na zamówienie:
- Wymiary szuflady:
- Regulacja temperatury:
- Sterowanie:
- Lampka kontrolna:
- Odparowanie wody kondensacyjnej:
- Termostat:
- Klasa wydajności energetycznej:
- wymiary:
- waga:

Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi  
szer. 299 x gł. 572 x wys. 190 mm  
Termostatycznie  
Przycisk  
Wł./wyl.  
Tak  
Tak  
C (Nr EU 2015 / 1094)  
szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm  
110,5 kg



## Stół chłodniczy S4-150

### produkty dodatkowe

#### Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka:
- Zastosowanie:

500 ml

Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu  
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną  
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031  
GTIN 4015613360195